

## *Kikuhime trykmåler*

### **Anvendelsesområder af den lille føler**

#### ***1. Subbandagestrykmåler under kompressionsbandager og kompressionsstrømper.***

##### **Eks.:**

Oplæring af nye sårbehandlere

Check af subbandagestryk hvis man som ny sårbehandler er usikker.

Pædagogisk metode til at vise patienten, hvordan subbandagestrykket ændres under gang – motivere for motion af lægmuskel (muskel-venepumpe)

Verificering af forskelligt subbandagestryk på malleol og bagved malleol – begrundelse for Oplæring af nye sårbehandlere

Check af subbandagestryk hvis man som ny sårbehandler er usikker.

Pædagogisk metode til at vise patienten, hvordan subbandagestrykket ændres under gang – motivere for motion af lægmuskel (muskel-venepumpe)

Verificering af forskelligt subbandagestryk på malleol og bagved malleol – begrundelse for anvendelse af pelotter.

Check af kompressionsstrømper f.eks. ved opfølgingsbesøg/efterbehandling (forebyggelse af nye venøse bensår) anvendelse af pelotter.

Check af kompressionsstrømper f.eks. ved opfølgingsbesøg/efterbehandling (forebyggelse af nye venøse bensår)

Mulighed for anvendelse af kompressionsstrømper som behandling af venøst bensår i stedet for kompressionsbandage – check subbandagestrykket – anvend evt. 2 strømper udenpå hinanden.

Højere patientcompliance ved anvendelse af kompressionsstrømper frem for bandager.

- større sikkerhed for graderet subbandagestryk.

### **Anvendelsesområder af den store føler**

#### ***2. Interfacetryk mellem patient og underlag.***

##### **Eks.:**

Oplæring af nyt personale i forebyggelse af tryksår

Workshops i forbindelse med undervisning i forebyggelse af tryksår

Check af siddestilling hos borger – uden trykaflastende hjælpemiddel – og med.

Check af interfacetryk ved forskellige lejringsmetoder – f.eks. 90 grader på hoften – eller 30 grader på hoften



